



Regional
Super
Application

ヘルスケア機能 歩数連携

フェリカポケットマーケティング株式会社

ヘルスケア機能：歩数計測設定について

iOSの場合：ヘルスケアアプリで記録された歩数データを連携します。

Androidの場合：ヘルスコネクトアプリで記録された歩数データを連携します。

Google FitやFitbitで計測された歩数データが、ヘルスコネクトを介して当ヘルスケアミニアプリへ連携されます。

※複数のデータソースをヘルスケア/ヘルスコネクトへ連携している場合、アプリ内で集計・調整されたデータが当ヘルスケアミニアプリへ連携されます。
そのため、各データソースで表示されている歩数と誤差がある場合があります。

ios利用

Fitbit
利用無



Fitbit端末


Fitbit*をご利用の場合

Google Healthアプリ

*スマートウォッチの一種



ヘルスケアアプリ
※Apple Watchを含む



うえるこ



Android利用

Fitbit
利用無



Fitbit端末

Androidをご利用の場合

Google Fitアプリ



Fitbit*をご利用の場合

Google Healthアプリ

*スマートウォッチの一種



ヘルスコネクトアプリ
※歩数データ等を集計・調整



参考) 歩数計測設定 (iOS : ヘルスケアで計測したデータを連携する))

ヘルスケア（iPhone標準搭載アプリ）で計測された歩数データを連携します。



参考) 歩数計測設定 (iOS : Fitbitで計測したデータを連携する)

ヘルスケア (iPhone標準搭載アプリ) で計測された歩数データを連携します。 **注意：3 頁の設定 (ヘルスケアで計測したデータ連携) も必要となります**



1. iPhone版「Google Health」アプリを開き、左上の接続アイコンをタップ


2. 「接続」画面で「アプリとサービス」を選択し、Appleヘルスケアをタップ

3. 「始める」をタップ

4. 「同意する」をタップ

5. 「Appleヘルスケアを開く」をタップ

6. Appleヘルスケアの右上のプロフィール写真をタップ




7. プライバシーで「アプリ」をタップ

8. 「Google Health」をタップ

9. すべての設定をオンにするか、有効にする設定を選択する

参考) 歩数計測設定 (android : Google Fitで計測したデータを連携する)

Google Fit で計測された歩数データをヘルスコネクトを介して連携します。



ヘルスコネクトアプリ

参考) 歩数計測設定 (android : Fitbitで計測したデータを連携する)

Google Fit / Fitbit (スマートウォッチ) で計測された歩数データをヘルスコネクトを介して連携します。



ヘルスコネクトアプリ

